




Gibco® 国产液体培养基

- 先进的生产工艺流程
- 严格的质量检测标准

严格执行Gibco®质量标准

- Gibco® — 全球最大的细胞培养产品品牌，创立50年来，以优秀的品质，丰富的产品得到用户广泛认可。
- 从原材料采购到生产，全部生产流程按Gibco®质量标准进行；每批产品都会送抵Gibco®在美国的公司总部，通过严格质检合格后，才在国内销售。

便捷使用，快速到货

- Gibco®液体培养基和平衡液，即开即用，不再需要溶解，调PH值和过滤。同时不受水质和自行配制的操作影响，避免批次间差异和污染的风险。
- 国内生产和仓储，供货速度加快，用户可以更快得到订购的产品。



选择经济实惠的Gibco®液体培养基

- 国内生产，运输和生产成本降低，客户享受价格实惠。
- 与自配干粉培养基相比，免除过滤、人工等费用；明显减少污染和批次间差异带来的影响，以及实验需要重复的次数，Gibco®液体培养基实际上是您经济的选择。
- 从现在起，想要享受Gibco®优秀品质的用户，有了更实惠的选择。

订购信息

产品名称	规格	货号	目录价 (RMB)
DMEM (Dulbecco改良Eagle培养基)			
低糖, 含1000 mg/L D-葡萄糖、L-谷氨酰胺、110 mg/L 丙酮酸钠和酚红, 不含HEPES 缓冲液	500ml	C11885500BT	68
高糖, 含4500 mg/L D-葡萄糖和酚红, 不含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和HEPES 缓冲液	500ml	C11960500BT	68
高糖, 含4500 mg/L D-葡萄糖、L-谷氨酰胺和酚红, 不含丙酮酸钠和HEPES 缓冲液	500ml	C11965500BT	68
高糖, 含4500 mg/L D-葡萄糖、L-谷氨酰胺、110 mg/L 丙酮酸钠和酚红, 不含HEPES 缓冲液	500ml	C11995500BT	68
高糖, 含4500 mg/L D-葡萄糖、L-谷氨酰胺和 25mM HEPES 缓冲液和酚红, 不含丙酮酸钠	500ml	C12430500BT	102
DMEM/F-12培养基			
1:1, 含15mM HEPES 缓冲液和L-谷氨酰胺和酚红	500ml	C11330500BT	90
RPMI 1640 培养基			
含L-谷氨酰胺和酚红, 不含HEPES 缓冲液	500ml	C11875500BT	68
含25mM HEPES缓冲液、L-谷氨酰胺和酚红	500ml	C22400500BT	82
MEM培养基			
含Earle's平衡盐、L-谷氨酰胺和酚红, 不含HEPES 缓冲液	500 ml	C11095500BT	68
MEM培养基α改良型			
含L-谷氨酰胺、核苷、脱氧核苷和酚红	500 ml	C12571500BT	68
F-12 培养基			
含L-谷氨酰胺和酚红	500 ml	C11765500BT	68
199培养基			
含Earle's平衡盐、L-谷氨酰胺和2200 mg/L碳酸氢钠, 不含HEPES 缓冲液	500 ml	C11150500BT	68
IMDM培养基			
含L-谷氨酰胺、25mM HEPES缓冲液和 110 mg/L丙酮酸钠, 不含α-硫代甘油、2-巯基乙醇	500 ml	C12440500BT	68
平衡盐溶液			
DPBS, 1X, 不含氯化钙、氯化镁和酚红	500ml	C14190500BT	68
HBSS, 1X, 含葡萄糖和碳酸氢钠, 不含氯化钙、氯化镁、硫酸镁和酚红	500ml	C14175500BT	68
PBS, pH 7.4, 1X, 不含氯化钙、氯化镁和酚红, 细胞培养级	500ml	C10010500BT	71
PBS, pH 7.2, 1X, 不含氯化钙、氯化镁和酚红, 细胞培养级	500ml	C20012500BT	71

Life Technologies公司

免费服务电话: 800 820 8982 / 400 820 8982
 销售服务信箱: sales-cn@lifetech.com
 技术咨询信箱: cntechsupport@lifetech.com

上海办事处 电话: 021-61452000
 北京办事处 电话: 010-84461800

广州办事处 电话: 020-87609229
 成都办事处 电话: 028-86672836



www.lifetechnologies.com